

アプロサイエンス

2018年9月14日まで

タンパク質分子量マーカー

Protein Molecular Weight Marker


Summer キャンペーン



Pre-stained (着色済み) タイプ

泳動中や転写後のメンブレンでのバンド確認に最適

各バンドにあらかじめ青・赤・黄などの色素が付いているため、泳動中やプロットング後にバンドを目で確認することができます。
三色タイプ(SP-2140)、青一色タイプ(SP-2120)、天然タンパク質を使用した青一色タイプ(SP-0120、SP-1120)がございます。




製品コード	包装	通常価格	キャンペーン価格
3-Color Prestained XL-Ladder			
SP-2140	500 μ L (100回分)	¥ 18,500	¥ 12,000
SP-2140-3	500 μ L \times 3 (300回分)	¥ 49,950	¥ 32,000
SP-2140-10	500 μ L \times 10 (1,000回分)	¥ 148,000	¥ 100,000
Prestained XL-Ladder Broad			
SP-2120	500 μ L (100回分)	¥ 15,500	¥ 10,000
SP-2120-3	500 μ L \times 3 (300回分)	¥ 41,850	¥ 27,000
SP-2120-10	500 μ L \times 10 (1,000回分)	¥ 124,000	¥ 80,000
プレステインドマーカー			
SP-1120	250 μ L (50回分)	¥ 15,000	¥ 12,000
SP-0120	500 μ L (100回分)	¥ 15,000	¥ 12,000

Un-stained (未着色) タイプ


正確な移動度 & シャープなバンドで分子量推定に最適

高度に精製したタンパク質を使用しているため、バンドがシャープで見やすいです。
リコンビナントタンパク質を使用したXL-Ladderシリーズ(SP-2110, SP-2111)と天然タンパク質のシリーズ(SP-1110, SP-0110)がございます。



製品コード	包装	通常価格	キャンペーン価格
XL-Ladder Broad			
SP-2110	500 μ L (100回分)	¥ 15,500	¥ 10,000
SP-2110-3	500 μ L \times 3 (300回分)	¥ 41,850	¥ 27,000
SP-2110-10	500 μ L \times 10 (1,000回分)	¥ 124,000	¥ 80,000
XL-Ladder Low			
SP-2111	500 μ L (100回分)	¥ 15,500	¥ 10,000
SP-2111-3	500 μ L \times 3 (300回分)	¥ 41,850	¥ 27,000
分子量マーカー			
SP-1110	500 μ L (100回分)	¥ 15,000	¥ 12,000
SP-0110	1,000 μ L (200回分)	¥ 15,000	¥ 12,000

無料サンプルのお申込みは
裏面をご覧ください。



※掲載の商品は、全て「研究用試薬」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用には使用しないよう、十分ご注意ください。
※掲載されている価格は希望小売価格です(消費税は含まれておりません)。掲載内容は、2018年6月現在のものです。予告無く変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

タンパク質分子量マーカー

無料サンプルセット

アプロサイエンスのタンパク質分子量マーカー 3種類を各4回分ずつセットにしてお送りします。

タンパク質電気泳動分子量マーカー
XL-Ladder お試しセット

APRO SCIENCE
株式会社 アプロサイエンス
http://aproscience.com/

XL-Ladder シリーズは、見やすく覚えやすい分子量サイズのリコンビナントタンパク質によって構成されているSDS-PAGE用分子量マーカーです。

- **Prestained (3色タイプ、青色1色タイプ)**
色素を共有結合させたプレステインドタイプは各バンドにあらかじめ青・赤・黄などの色素が付いているため、電気泳動中のゲルやプロテイング後の膜上でバンドを目で確認することができます。
- **Unstained (未着色タイプ)**
電気泳動後にゲル染色試薬による染色をして初めてバンドが見えるタイプです。一般に、上記のPrestainedタイプは、色素の電荷等の影響で、泳動条件によっては移動度がずれる場合がありますが、色素が付いていない未着色タイプは正確な移動度を示しますので分子量推定に最適です。

① 3-color Prestained XL-Ladder (SP-2140)
② Prestained XL-Ladder Broad (SP-2120)
③ XL-Ladder Broad (SP-2110)

各4回分

お送りするサンプルセットのイメージ図です。デザイン等は変更する場合がございますのでご了承ください。

↓↓ ご希望の方は以下にご記入の上、販売店へお渡しください ↓↓

お客様ご記入欄

① お客様の情報をご記入ください。

ご勤務先/ご所属 (必須)	
お名前 (必須)	お電話番号
メールアドレス (必須)	
ご住所	

ご記入いただきました個人情報とは、ご依頼の照会・発送以外に、ご検討結果の簡単なアンケートのお願いや弊社からお客様への製品等のご案内に使用させていただきます。

販売店様ご記入欄

ご販売店社名	営業所名
ご担当者名	メールアドレス

<担当販売店様へのお願い>

お客様情報・製品・数量を**本申込用紙**にてFAX送信してください。



FAX送付先

088-683-7212



株式会社 **アプロサイエンス**
☎ 088-683-7211 □ info@aprosci.com
<http://aproscience.com/>

【徳島本社】〒771-0360 徳島県鳴門市瀬戸町明神字板屋島124-4
TEL:088-683-7211 FAX:088-683-7212

販売店

--