

Pre-Mix SEQUENCE

キャンペーン期間

2020 9.7 →

~~2020 10.16~~

【期間延長中！！】

2020年12月23日
検体受け入れ分

DNA 塩基配列解析サービス Pre-mix シーケンス

8反応以上のご依頼から
1サンプルあたり **¥400**

最長 1,200 bp をシーケンス！ サンプル到着後、最短 12 時間で結果報告。

お客様に濃度調整と、プライマーと混合したサンプルをご用意をお願いすることで、より安価にシーケンスサービスをご利用いただけます。

Applied Biosystems 3730xl DNA analyzer を用い、最長1,200bp をシーケンスを行ないます。

なお、サンプルの状態や配列等の要因により、解析長が短くなる場合がございます。予めご了承ください。

ご依頼単位	1反応 価格 (税別)	単位価格 (税別)
1~7 サンプル	¥550	
8 サンプル以上	¥400	—
96 well プレート		¥32,640



- お客様に濃度調整していただき、プライマーと混合したサンプルをご用意頂くことで、より安価にシーケンスサービスをご利用頂けます。
- サンプル到着後、最短12時間、通常24~36時間、48時間以内に結果報告。
 - ・大量サンプルをご依頼の場合の納期は別途ご相談下さい。
 - ・土・日・祝休日を挟む場合には納期が延びる場合がございます。
- 1プレート価格 (82~96反応一律価格) は、8連チューブまたは96ウェルプレートでお送り頂いたサンプルが対象となります。シングルチューブでお送り頂いた場合は1反応単価が適用されます。
- 8反応以上のご依頼から送料無料です (着払いでお送り下さい)。8反応未満の場合は元払いでお送りください。着払いでお送り頂いた際は、シーケンス費用請求時に実費を請求させていただきます。サンプルの輸送温度に指定はございません。

ご準備いただくサンプルについて

下記表の条件を参考に、サンプルを調製して下さい。

テンプレート	サイズ	テンプレート目安	プライマー目安	トータル量
プラスミド		300 ng	20 pmol	10 uL
PCR産物	200 bp未満	20 ng	30 pmol	10 uL
	500 bp未満	40 ng		
	1 Kb 未満	60 ng		
	1 Kb 以上	100 ng		

- 規定のテンプレート量が含まれるように調製してください。
- 混合溶液はトータル量 10 uLとなるように調製してください。
- PCR産物は必ず精製してから調製してください。
- 通常サービスの一般シーケンスで行っている品質チェックは行いません。良好な結果をお知らせするためにも、濃度調製にご協力をよろしくお願いいたします。

ご依頼方法については、
裏面をご覧ください。



アカウント登録方法

まずは、アカウントの登録をお願いいたします。

- 1 アンテグラルのWebサイトトップページより登録画面へ
- 2 アカウント作成をクリック
- 3 必要事項を入力・登録



マクロジェン社(分析元)のログインページ



以上で登録は完了です。

ご登録後、メールにてお客様IDと仮パスワードをお知らせします。(ご登録には数時間~2日間程度かかります)
メールでご案内しますお客様IDと仮パスワードを用いてログインしますと、ご登録情報の確認・修正が行えます。

ご注文方法

上記②の画面で『マイページ』にログイン後、左上【Order】をクリックしていただき、【Sequencing】へお進みください。
案内に従って、必要事項をご入力ください
なお、アカウント登録をさせていただきましたら、DNAシーケンスの他にオリゴDNA合成サービスもご利用いただけます。